

| | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| Nome Procedimento | Derivação Aorto-Biiliaca ou Aorto-Bifemoral (Oclusão, aneurisma, dissecação ou reconstrução por trauma) | |
| Descrição do procedimento | Realizada a interposição de uma prótese sintética que substitua o vaso doente/afetado, com possível necessidade de trombectomia/emblectomia de ramo | |
| CIDs do Procedimento | I70.0; I70.2; I70.8; I70.9; I71.0; I71.1, I71.2; I71.3; I71.4; I71.8; I71.9; I72.3; I73.1; I73.8; I74; I74.0; I74.1; I74.4; I74.5; I77.0; I77.1; I77.2; I77.3; I77.6; I79.0; I79.1; . | |
| Indicação | Doenças ateromatosas, inflamatórias, disgenesias, traumáticas que alteram a integridade da artéria, podendo ser estenoses ou oclusões, dilatações aneurismáticas e presença de fístulas ou roturas arteriais. | |
| Caráter da Indicação | Eletiva Sim | Urgência Sim |
| Contra-Indicação | Sem condições clínicas do tratamento | |
| Exames da Indicação | US Doppler, Tomografia, Ressonância ou Angiografia | |
| Códigos TUSS | Descrição | Código |
| | Aneurisma de aorta abdominal infra-renal | 3.09.06.01-6 |
| | Aneurisma de aorta abdominal supra-renal | 3.09.06.02-4 |
| | Aneurismas - outros | 3.09.06.07-5 |
| | Correção das dissecações da aorta | 3.09.06.17-2 |
| | Reoperação de aorta abdominal | 3.09.06.39-3 |
| | Ponte aorto-bifemoral | 3.09.06.22-9 |
| | Ponte aorto-biiliaca | 3.09.06.23-7 |
| | Aneurisma roto ou trombosado de aorta abdominal abaixo da artéria renal | 30910013 |
| | Aneurismas rotos ou trombosados de aorta abdominal acima da artéria renal | 30910030 |
| | | |
| | | |
| | | |
| OPMEs | Descrição | Quantidade |
| | Prótese vascular bifurcada (Dacron ou PTFE) | 1 |
| | Cateter de emblectomia (Fogarty) | 1 a 2 |
| | | |
| Internação Dias | UTI 1 a 3 dias | Quarto 2 a 7 dias |
| Anestesia | Sim X | Não |
| Equipamentos Especiais | Aparelho de autotransfusão (tipo cellsaver), cobertor/colchão térmico | |
| Resolutividade | Sobrevida 30 dias maior que 90% nos procedimentos eletivos | |
| Seguimento | Semestral se assintomático | |
| Rastreabilidade | Sim | |
| Comentários | Baixa necessidade de vigilância pós procedimento | |